

SureClip[®]
シュアクリップ



Single-Use Hemoclips





■ 掴み直し可能
最適な位置にクリッピング

■ スムーズな回転機能
厳しい屈曲部でも360°回転

■ ダイレクトクリッピング
セットアップ不要

■ ショートステム
止血部位の視認性向上

Mini: 5.45mm / Standard: 5mm / Plus: 7.3mm

■ 3タイプ、全9種類
ニーズに合う適正なラインアップ




品番	タイプ	有効長 (mm)	開口幅 (mm)	適合鉗子口径 (mm)	外径 (mm)	希望小売価格
ROCC-C-26-165-C ROCC-C-26-195-C ROCC-C-26-235-C	Mini	1650 1950 2350	8	2.8	2.6	¥35,000 (10本入)
ROCC-D-26-165-C ROCC-D-26-195-C ROCC-D-26-235-C	Standard	1650 1950 2350	11	2.8	2.6	
ROCC-F-26-165-C ROCC-F-26-195-C ROCC-F-26-235-C	Plus	1650 1950 2350	16	2.8	2.6	

- 販売名 : シュアクリップ ・本品は再使用不可のディスポーザブル製品です。
- 承認番号 : 23000BZX00256000 ・本品使用に際しては、添付文書を必ずお読みください。
- 薬事分類 : 高度管理医療機器 ・本品の仕様・外装に関しては予告なく変更する場合があります。



静磁場強度：1.5Tまたは3.0T
空間磁場勾配：40T/m (4000ガウス/cm) 以下
最大全身平均比吸収率 (WBA SAR)：2W/Kg以下

製造販売業者

 エム・シー・メディカル株式会社

〒108-0075
東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー12階
Tel:03-5715-2813/Fax:03-5715-2816
www.mcmed.co.jp

製造業者

 MICRO-TECH™
ENDOSCOPY

Micro-Tech(Nanjing)Co.,Ltd