



2007年1月30日

エム・シー・メディカル株式会社

News Release

<http://www.mcmed.co.jp>

独国 mtp 社・内視鏡外科手術関連消耗品の販売を展開

三菱商事株式会社の100子会社であるエム・シー・メディカル株式会社（本社所在地：東京都新宿区、社長：平野政良）は、同社の取扱主力製品である独国カール・ストルツ社の内視鏡システム製品を主な対象にした同国 mtp(mtp medical technical promotion、本社：独国タットリンゲン)社の内視鏡外科手術関連ディスプレイ製品の販売を開始しております。本邦に於ける低侵襲手術の浸透・拡大に伴い、手術室内の環境維持や術者への汚染・感染防止のためにも同品類の使用を奨め、拡販を展開しており、今後も品目数を増やす計画です。

主な製品：

■内視鏡下手術用・排煙用フィルター付チューブ

腹腔鏡手術の際に視野を妨げる電気メス・超音波メス・レーザーメス・超音波凝固切開装置から発生する煙やミスト（もや）の脱気を容易にし、排気時の手術室内の汚染を防止します。

■エンドバック（組織回収用バック）

開口部はスムーズコーティングされた弾性記憶形状ワイヤーを使用し、組織挿入がスムーズ。バック本体の円柱状の細長い回収部分は、追加の皮膚切開を加える事なく細分された組織・液体を回収する事ができ、手術時間の短縮にもつながります。

■カメラカバー

内視鏡カメラヘッドの滅菌が不要になり、滅菌による劣化を防止する事も出来ます。また、緊急時や症例が重なった時などスムーズなカメラ対応が可能となります。



排煙用フィルター付きチューブ



エンドバック（組織回収用バック）



カメラカバー

製品紹介ページこちら：<http://www.mcmed.co.jp/mis/mtp/mtp.html>

◆ 本件問合せ先：エム・シー・メディカル株式会社

広報企画グループ 鈴木広明

☎(03) 5330-7898

fax(03) 5330-7869

<mailto:suzuki@mcmed.co.jp>

MC Medical, Inc.