

# 1C Biopsy Forceps

1Cバイオプシー鉗子(生検鉗子)

製品紹介



## 豊富なラインナップ

ニーズに合わせて適合チャンネル2.0mmと2.8mmの2種類を提供  
カップ形状や針の有無も選択が可能

## 十分な検体量の採取

独自の構造によりスムーズなカップ開閉が可能で、細径でも十分な検体量が採取可能



### Standard (オーバルタイプ)

| 品番          | 針 | 外径 (mm) | 有効長 (mm) | 適合鉗子口径 (mm) |
|-------------|---|---------|----------|-------------|
| BF-3316018  | 無 | 1.8     | 1600     | 2.0         |
| BF-3323018  | 無 | 1.8     | 2300     | 2.0         |
| BF-3316023  | 無 | 2.3     | 1600     | 2.8         |
| BF-3323023  | 無 | 2.3     | 2300     | 2.8         |
| BF-3316023N | 有 | 2.3     | 1600     | 2.8         |
| BF-3323023N | 有 | 2.3     | 2300     | 2.8         |

### Serrated (アリゲータータイプ)

| 品番          | 針 | 外径 (mm) | 有効長 (mm) | 適合鉗子口径 (mm) |
|-------------|---|---------|----------|-------------|
| BF-4316018  | 無 | 1.8     | 1600     | 2.0         |
| BF-4323018  | 無 | 1.8     | 2300     | 2.0         |
| BF-4316023  | 無 | 2.3     | 1600     | 2.8         |
| BF-4323023  | 無 | 2.3     | 2300     | 2.8         |
| BF-4316023N | 有 | 2.3     | 1600     | 2.8         |
| BF-4323023N | 有 | 2.3     | 2300     | 2.8         |

■販売名：1C バイオプシー鉗子 ■届出番号：27B1X001160MT004 ■薬事分類：一般医療機器

・本品は再使用不可の Disposable 製品です。・本品の使用に際しては、添付文書を必ずお読みください。・本品の仕様・外装に関しては予告なく変更する場合があります。