

2020年7月吉日

お客様各位

エム・シー・メディカル株式会社

新製品発売のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、今般、KARL STORZ 社製カメラシステムにつきまして、新製品「IMAGE1 S™ Rubina™」を発売することとなりましたのでご案内いたします。本製品は、4K のフルカラー映像と蛍光イメージング画像をオーバーレイ技術により同時に観察ができるシステムとなっております。高精細な 4K 映像と蛍光イメージングにより、様々な診療科での内視鏡外科手術をサポートいたします。

尚、ご不明な点につきましては、弊社営業担当に、ご遠慮なくお問合せください。引き続き、変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

発売製品

KTH121 IMAGE1 S™ 4U Rubina™カメラヘッド

KTL400 パワーLED Rubina™



主な特徴

- ・ 4K（最大解像度 3840×2160）の高精細画像
- ・ 4K のフルカラー映像と蛍光イメージング画像をオーバーレイ技術により同時に観察可能
- ・ オーバーレイ、モノクロマチックイメージ、インテンシティマップの3種類の蛍光イメージングモードを搭載
 - ※モノクロマチックイメージ：蛍光イメージを白色、背景を黒色で描出
 - ※インテンシティマップ：蛍光イメージを蛍光輝度により色分けを行い描出
- ・ 手前と奥のピントが合いやすい深い被写界深度
- ・ エルゴノミックにデザインされた軽量カメラヘッド
- ・ CF 形装着部の基準に準拠
- ・ カメラヘッドボタンへの機能割当及び操作も可能
- ・ タッチパネルモニター搭載 NIR 蛍光観察対応 LED 光源装置

以上