



Integrated Solutions for Interventional Ultrasound and Infection Control

LeapMedエコープローブカバー



エム・シー・メディカル株式会社

LeapMedエコープローブカバー

ディスポーザブルの汎用性の高いプローブカバー

- 体表面、開口部、術中での使用時に超音波プローブを体液や汚れ等から保護します
- ポリウレタン製
- ラテックスフリー
- 滅菌済み



構成品

- プローブカバー
- 超音波検査用ゲル(20ml)
- 輪ゴム(4本)



販売名: LeapMedエコープローブカバー
医療機器認証番号: 306AGBZX00011000

カタログ番号	製品名	規格	包装単位
10502402	LeapMedエコープローブカバー	14×90cm	24個/箱
10502502	LeapMedエコープローブカバー	14×120cm	
10502602	LeapMedエコープローブカバー	14×150cm	
10502702	LeapMedエコープローブカバー	14×61cm	
10502802	LeapMedエコープローブカバー	9×92cm	

販売元

 エム・シー・メディカル株式会社

〒108-0075 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー12階 TEL:03-5715-2800 FAX:03-5715-2801
<https://www.mcmed.co.jp/>

