



2007年10月1日
エム・シー・メディカル株式会社

News Release

<http://www.mcmed.co.jp>

HbA1c(糖尿病マーカー)と CRP(炎症マーカー)をその場で測定 POC 専用小型検査分析機「アフィニオン」販売開始

三菱商事株式会社の100子会社であるエム・シー・メディカル株式会社(MCM、本社所在地：東京都新宿区、社長：平野政良)は、ノルウェーのPOC(Point of Care)臨床検査機器メーカー・アクシスシールド社(Axis-Shield PoC AS、本社：オスロ)のHbA1cとCRPのPOC測定装置「Afinion(アフィニオン)」(医療機器届出番号：13B1X000880AS002)の販売を開始いたしました。

POC検査は主に外来やクリニック、病棟や手術室といった患者さんのそばで行う検体検査の事で、簡単にその場で検査結果が得られ、素早い診断と適切な処置を一刻も早く行う事に役立ちます。本装置は糖尿病のマーカーであるHbA1cと、体内での炎症反応や組織破壊が発生しているかを調べるCRPの2つの項目専用で、本測定装置1台でカートリッジを変える事により2つの検査が測定できます。

試薬がカートリッジ方式となっており、テストカートリッジをセットするだけで簡単に測定が行え、今までの面倒な血液や試薬の前処理が一切不要です。キャリブレーションも必要ありません。操作が非常に簡便になり、小型でどなたでも簡単に高精度の結果が得られ、ベットサイド・テストングに最適です。

税別本体希望小売価格は1,480,000円。専用試薬カートリッジは別売。検体量が1.5マイクロリットルと微量で、測定時間は3分~4分。クリニックや病棟の他に忙しい臨床検査室にも最適です。



「アフィニオン」のカタログ等のご請求は、下記広報企画グループへお問合せ下さい。

◆ 本件問合せ先：エム・シー・メディカル株式会社

広報企画グループ 鈴木広明

☎(03)5330-7898 fax(03)5330-7869 <mailto:suzuki@mcmed.co.jp>