

AMBULATORY HYSTEROSCOPY – CREATING CERTAINTY



The solution for diagnostics and treatment in an ambulatory setting

細径硬性子宮鏡により手術室外で麻酔や頸管拡張を行うことなく、子宮内観察と処置が可能になります。5Fr.(1.7mm)のインスツルメントを併用することにより子宮内病変に対してその場で手術することも可能になります。

- 細径硬性子宮鏡と灌流システムを組み合わせることで、子宮内圧が一定に保たれ理想的な子宮内観察と手術が可能となります。
- 多機能、かつコンパクトなシステムはフルHDの高精細な映像を提供します。
- 細径硬性子宮鏡により、より低侵襲な子宮内観察と処置が行えます。
- 手術室外で行えることにより、手術室外での処置範囲が拡張し、手術室のより効率的な活用に寄与します。

AMBULATORY HYSTEROSCOPY – CREATING CERTAINTY

手術室外での子宮内観察、処置に適しています。

Hysteroscopes			
CAMPO TROPHYSCOPE®		BETTOCCHI® Hysteroscope	
K26008 BAC	CAMPO TROPHYSCOPE® (トロフィースコープ) HOPKINS® テレスコープ30° 外径:2.9mm 長さ:24cm	K26120 BA	HOPKINS® テレスコープ 30° 外径:2.9mm 長さ:30cm オートクレーパブル
K26152 DA	持続灌流式診断用シース 外径:3.7mm 長さ:18cm 吸引用コネクタ付	K26153 BIK	BETTOCCHI® インナーシース 外径:4.3mm 5 Fr. インスツルメント用機器チャネル付
K26152 DB	持続灌流式処置用シース 外径:4.4mm 長さ:16cm 5 Fr. インスツルメント用器械チャネル付	K26153 BOK	BETTOCCHI® アウターシース 外径:5mm 5 Fr. インスツルメント用機器チャネル付

5Fr. Instruments (Selection of 5 Fr. operating instruments for use with CAMPO TROPHYSCOPE® and BETTOCCHI® Hysteroscope)		
	K26159 EHW	剪刀 鈍先 セミリジッド シングルアクションジョウ 5Fr. 長さ:34cm
	K26159 SHW	剪刀 鋭先 セミリジッド シングルアクションジョウ 5Fr. 長さ:34cm
	K26159 UHW	バイオブシー支持鉗子 セミリジッド ダブルアクションジョウ 5Fr. 長さ:34cm
	K26159 H	HESSELING 保持鉗子 セミリジッド ダブルアクションジョウ 5Fr. 長さ:34cm
	K26159 DHW	バイオブシーパンチ鉗子 スルーカッティング セミリジッド シングルアクションジョウ 5Fr. 長さ:34cm
	K26159 BHW	バイオブシー鉗子 スプーンタイプ セミリジッド ダブルアクションジョウ 5Fr. 長さ:34cm
	K26159 DS	DI SPIEZIO SARDO 把持鉗子 セミリジッド ダブルアクションジョウ 5Fr. 長さ:34cm
	K26159 HS	HESSELING and DI SPIEZIO SARDO 子宮支持把持鉗子 スパイク付 セミリジッド ダブルアクションジョウ 5Fr. 長さ:34cm

Camera System	
KTP101	テレパック +
KTH110	IMAGE1S™HX カメラヘッド
K495NTA	ファイバーライトケーブル 直径:2.5mm 長さ:230cm

Pump System	
KUP210	エンドマット SELECT
KUP602	婦人科用ソフトウェアライセンス HYS (子宮鏡下) 対応
K031523-10*	イリゲーションチューピングセット 圧コントロール用 滅菌済 単回使用 10本入 

Mobile Stand	
KUG803	サブラック low
KUG811	モニターホルダー
KUG854	チューブ 400cm
KUG857	モニターモジュール
KUG860	ドロワー small



実施する医療行為への適合性を確認した後、本機器を使用することを推奨します。

製造販売業者:

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE

THE DIAMOND STANDARD

カールストルツ・エンドスコープ・ジャパン株式会社
〒102-0071 東京都千代田区富士見2-7-2
ステージビルディング8F
Phone: 03 (6380) 8622 (代) Fax: 03 (6380) 8633
E-Mail: info-jp@karlstorz.com

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Germany
Phone: +49 7461 708-0 Fax: +49 7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com

www.karlstorz.com

販売代理店:

EMC MEDICAL

エム・シー・メディカル株式会社

本社 〒108-0075 東京都港区港南2-16-1
品川イーストワンタワー 12F
Tel 03(5715)2813 Fax 03(5715)2816
札幌事務所 〒060-0001 札幌市中央区北一条西7-1
プレスト1・7 3F
Tel 011(232)8500 Fax 011(232)8501
北日本支店 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-12-12
L.Biz 仙台 2F
Tel 022(791)0251 Fax 022(791)0252
関東支店 〒333-0823 埼玉県川口市大字石神695
J-COMPO.6 A室
Tel 048(290)1521 Fax 048(290)1522

東京支店 〒135-0016 東京都江東区東陽5-30-13
東京原本会館 9F
Tel 03(5665)7080 Fax 03(5665)7081
名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-17-6
ナカトウ丸の内ビル 3F
Tel 052(962)7855 Fax 052(962)1571
大阪支店 〒541-0053 大阪市中央区本町1-6-16
いちご堺筋本町ビル 7F
Tel 06(6271)7855 Fax 06(6271)1012
九州支店 〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75
Tel 092(624)4100 Fax 092(624)4110
http://www.mcmed.co.jp