

ご使用者様 各位

腹腔鏡用機器をより安全にご使用頂くために

拝啓

貴院、ますますご清祥の事とお喜び申し上げます。
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたびは、弊社取扱カールストルツ腹腔鏡用処置具のご購入ありがとうございます。

今回、ご購入頂きました本器具は、一般的にお使いになられておられます腹腔鏡処置具よりも外径が細く(2mm /3mm /3.5mm)、非常に繊細な構造になっております。

このため、ご使用に際してトルクの掛かるような捻りの動作に対しては、従来の処置用器具と比較して非常に弱く、より慎重な取り扱いが必要となります。

より安全に長くお使い頂く為にも、ご使用中の取り扱いを含め、ご使用前及びご使用後における外観ならびに動作チェックの徹底を切にお願い申し上げます。

また、本器具のうち特に両開きタイプのインサートについては、使用期間と回数において制限を設けております。貴院内におかれましても、添付文書をご一読のうえ、正しくご使用いただきたく重ねてお願い申し上げます。

なお、本件に関しまして、ご不明な点等がございましたら、下記弊社担当者までお問い合わせください。

引き続き倍旧のご厚情を賜りたく、お願い申し上げます。

敬具

本社/東京支店 〒107-0052 東京都港区赤坂2-9-11 オリックス赤坂2丁目ビル6階
TEL.03-3568-5420 / FAX.03-3568-5408
大阪支店 〒542-0081 大阪市中央区本町1-6-16 野村不動産堺筋本町ビル7階
TEL.06-6271-7855 / FAX.06-6271-1012
九州支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-13-21 エフビル2階
TEL.092-476-0833 / FAX.092-476-0832
名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-17-6 ナカトウ丸の内ビル7階
TEL.052-962-7855 / FAX.052-962-1571
北日本支店 〒980-0812 仙台市青葉区片平1-5-20 仙台片平丁ビル3階
TEL.022-215-3390 / FAX.022-215-3399

